

**KONTAKTIEREN  
SIE UNS**

[www.vathin.com](http://www.vathin.com)  
[marketing@vathin.com](mailto:marketing@vathin.com)

**MK-MED**  
MEDIZINTECHNIK AG

1St floor, Building 12 , No.9, West Chuanqi Road, Jiuha Economic and  
Technological Development Zone , Xiangtan 411100, China  
Version: MD22001



**VATHiN** Vathin  
Medical  
Value Your Health



Vathin® H-SteriScope™ I  
Einweg-Bronchoskop

Sicher Intelligent Einfach



## Die ultimative Lösung für pneumonologische Eingriffe

Das Vathin Einweg-Bronchoskop-System besteht aus einem erstklassigen Bronchoskop und dem Vision Center II. Durch die Integration dieser beiden Geräte haben wir eine All-in-One-Lösung für Pneumologen geschaffen, die jeden Eingriff optimiert und vereinfacht.

In Bezug auf die klinische Anwendung hat sich das Vathin Einweg-Bronchoskop-System in der Lungenheilkunde als außerordentlich wirksam erwiesen. Seine qualitativ hochwertigen Bilder ermöglichen es Pneumologen, die Atemwege genau zu navigieren, die Lungenstruktur zu visualisieren und Anomalien zu erkennen.

Das Einweg-Bronchoskop-System ist die perfekte Wahl für pneumologische Eingriffe, dank seiner Einweg-Natur, der hohen Bildqualität und der Vielseitigkeit. Vertrauen Sie uns, Ihnen die besten Werkzeuge für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Patienten zur Verfügung stellen.



## Wesentliche Merkmale

>>

### KEINE KREUZKONTAMINATION

Da unsere H-SteriScope™ I series Einweg-Bronchoskope sind, eliminieren sie das Risiko einer Kreuzkontamination und gewährleisten die Sicherheit der Patienten.



### GRÖßERE WINKLUNG

Auf- und Abwinklungsbereiche von 210° unterstützen eine reibungslosere Einführung in die Lappenbronchien. Darüber hinaus hat die Biegung eine hohe Ausdauerfähigkeit, die der von wiederverwendbaren Bronchoskopen entspricht.

### DREHUNG

Der Einführungsschlauch kann durch einfaches Drehen eines Rings am Steuerabschnitt des Scopes um bis zu 90° nach links oder rechts gedreht werden. Dies verbessert die Bedienbarkeit.



### PASSIVE BIEGUNG

Wenn der Scope auf Widerstand trifft, wird der Druck umverteilt, so dass sich der Einführungsschlauch automatisch biegt, um sich den Konturen der Trachea anzupassen. Dies könnte den Patientenkomfort erhöhen und die Einführung in die Lunge beschleunigen.

### KOSTENEFFEKTIV

H-SteriScope™ I verursacht keine Reparatur- und Wiederaufbereitungskosten, was die Nutzungskosten der Scopes stark reduziert.



## Vathin® H-SteriScope™ I Einweg-Bronchoskop



Model	Zero	IT Scope	Slim	IP Scope	Normal	Large	Extra
ID:	-	-	1.2mm	2.0mm	2.2mm	2.8mm	3.2mm
OD:	2.2mm	3.2mm	3.2mm	4.0mm	4.9mm	5.8mm	6.2mm

## Spezifikationen

Name	Zero	IT Scope	Slim	IP Scope	Normal	Large	Extra
Modell	BCV1-02	BCV1-0M2	BCV1-C2	BCV1-KS3-L	BCV1-M2	BCV1-S2	BCV1-W2
Biegeabschnitt	U210°/D210°						
Einführungsröhre OD	2.2mm	3.2mm	3.2mm	4.0mm	4.9mm	5.8mm	6.2mm
Arbeitskanal	-	-	1.2mm	2.0mm	2.2mm	2.8mm	3.2mm
Arbeitslänge	600mm			620mm	600mm		
Sichtfeld	110°±5%						
Tiefenansicht	3~100mm						
Beleuchtungsmethode	LED						
Absauganschluss	Ø 7± 1						
Sterilisationsmethode	ETO						